

Clear Trans

Material para impresión completamente transparente, ofreciendo la mayor precisión y control.
Material inicialmente muy fluido con una dureza final que se consigue con gran rapidez y proporciona gran estabilidad.

11220719 **71,40€** Clear Trans (2 cartuchos 50ml + 6 cánulas)



1. Aplicar la silicona con la pistola



2. Tiempo de fraguado
2 minutos aprox.



3. Resultado final

Guía Multifuncional



Bio Flow Resin Clear



Resina de vertido a base de polimetacrilato de metilo (PMMA), sin cadmio y autopolimerizante con sistema de curado. Se utiliza para fabricación de prótesis parciales, completas, rebases y reparaciones. Mínima contracción, excelente fluidez, resistente a la fractura.



50520761 **92,46€** Bio Flow Resin Clear 0,75 kg.

50520762 **66,09€** Bio flow liquid 0,5l

50520766 **109,20€** Bio flow liquid 1l



 Per[®]Dental

Tel. 902 117077
Fax. 902 117120
perdental@perdental.com
www.perdental.com

Fotolight Resin Clear


Sistema fotoendurecedor para el armado rápido y sencillo de férulas oclusales termoadaptadas. El kit de inicio contiene resina moldeable de 1 componente, líquido adhesivo y laca se sellado. Esta resina se une de forma duradera con los materiales de termoadaptación. Gracias a su fácil manejo permite ahorrar material.

52220764 135,60€ Kit Fotolight Resin Clear

52220766 91,80€ Resina 60ml

52220757 15,00€ Fotolight bonding 10ml

52220754 47,40€ Clear lack 20ml.



1. Zona donde se va a aplicar la resina

2. Aplicar el bonding y la resina con una espátula y adaptar



3. Fotopolimerizar la resina

4. Resultado final de la resina



Fotolight Resin Clear

Otras aplicaciones

